

Sıra No	ÜTS'ye Kaydedilen Barkodlar	Katalog No	Ürün Adı
1	3600523880133	ECR45D	Endoskopik Lineer Kesici Kartuşu 3.8mm. 6 Sıra
2	8699522095650	HARH23	Harmonic Ace + 7, 5 Mm Çapında, 23 Cm Uzunluğunda, Gelişmiş Hemostazlı Makas G11 Jeneratörü İle Kullanım İçindir.
3	4005900008862	HPBLUE	Harmonic Mavi El Tutacı
4	4015000090940	ECR60G	Kalın Dokuda Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Yeşil Kartuş
5	8690604387304	ECR45G	Endoskopik Lineer Kesici Kartuşu 4,1 Mm. 6 Sıra
6	3600523880072	ECR45W	Endoskopik Lineer Kesici Kartuşu 2.5 Mm. 6 Sıra
7	8682536013680	GST60B	Kavrama Yüzeyi Teknolojisine Sahip Endoskopik Lineer Kesici Kartuş
8	8691532073406	GST60D	Kavrama Yüzeyi Teknolojisine Sahip Endoskopik Lineer Kesici Kartuş
9	4005401525516	HAR9F	Harmonic Focus Makas 9 Cm Uzunluk, + Adaptif Doku Teknolojisi
10	8699897316282	HAR36	HARMONIC ACE® 5 Mm Çaplı Makas + Adaptif Doku Teknolojisi
11	8690826425204	W8522	Prolene Polipropilen Mavi Monoflaman Emilmeyen Sütür 90cm M2 Usp3/0 Çift İğneli 26 Mm
12	6922139478236	ECR60D	Endoskopik Lineer Kesici Kartuşu,Altın 3,8mm 6 Sıra
13	8691685015063	8556G	Prolene Polipropilen Mavi Monoflaman Emilmeyen Sütür 90cm M1 Usp5/0 Çift İğneli 17 Mm
14	8699897316541	ECR45B	Endoskopik Lineer Kesici Kartuşu Mavi 3,5mm 6 Sıra
15	8690644001291	W1814	Mersıık İpek Siyah Orgulu Emilmeyen Sütür 30cm M0.5 Usp7/0 Tek İğneli 6,5 Mm
16	2050000090400	GST60G	Kavrama Yüzeyi Teknolojisine Sahip Endoskopik Lineer Kesici Kartuş
17	2050000157127	GST45B	Kavrama Yüzeyi Teknolojisine Sahip Endoskopik Lineer Kesici Kartuş
18	8690644011238	HAR23	Harmonic Ace 5mm Çaplı 23cm Boyunda Makas + Adaptif Doku Teknolojisi
19	8690644243165	HARH36	Harmonic Ace + 7, 5 Mm Çapında, 36 Cm Uzunluğunda, Gelişmiş Hemostazlı Laparoskopik Makas G11 Jeneratörü İle Kullanım İçindir.
20	2050000078309	HARH45	Harmonic Ace +7 Laparoskopik Kesici
21	5012874294169	GST45D	Kavrama Yüzeyi Teknolojisine Sahip Endoskopik Lineer Kesici Kartuş
22	8691190443511	HP054	Harmonic El Tutacı
23	8691685020173	EC60A	Echelon Flex 60 Endopath Stapler, Artıküle Olabilen Endoskopik Lineer Kesici
24	2050000157134	EC45A	Echelon Flex 45 Endopath Stapler Artıküle Endoskopik Lineer Kesici Artıküle Saft

25	4305615700212	GST45G	Kavrama Yüzeyi Teknolojisine Sahip Endoskopik Lineer Kesici Kartuş
26	8680760340053	GST45T	Kavrama Yüzeyi Teknolojisine Sahip Endoskopik Lineer Kesici Kartuş
27	8690529002535	GST45W	Kavrama Yüzeyi Teknolojisine Sahip Endoskopik Lineer Kesici Kartuş
28	8680422603106	W9733T	Ethicon Pds Iı Polidioksanon Renksiz Monoflaman Emilebilir Sütür 70cm M1 Usp5/0 Tek İğneli 16 Mm 70cm
29	8691190419134	W9101H	Pds Iı Polidioksanon Mor Monoflaman Emilebilir Sütür 45cm M1 Usp5/0 Tek İğneli 13 Mm
30	8682427001697	W9133H	Pds Iı Polidioksanon Mor Monoflaman Emilebilir Sütür 70cm M3 Usp2/0 Tek İğneli 31 Mm
31	8690644011887	W9950T	Pds Iı Polidioksanon Renksiz Monoflaman Emilebilir Sütür 45cm M1.5 Usp4/0 Tek İğneli 19 Mm
32	8690506344740	W9552	Vırcly Poliglaktin 910 Mor Orgulu Emilebilir Sütür 45cm M0.7 Usp6/0 Çift İğneli S-14 8 Mm
33	8695077000972	W9442	Vicryl Poliglaktin 910 Steril Sentetik Emilebilen Cerrahi Sütür
34	8681554613834	W9561	Vicryl Poliglaktin 910 Steril Sentetik Emilebilen Cerrahi Sütür
35	8690515116314	W275	Nylon Tape Polyamide 66 Beyaz Dokuma Emilmeyen Serit 70cm 3mm İğnesiz
36	8683417000140	8706H	Prolene Polipropilen Mavi Monoflaman Emilmeyen Sütür 76cm Usp6-0 Çift İğneli C-1
37	8690526011929	GST60G	Kavrama Yüzeyi Teknolojisine Sahip Endoskopik Lineer Kesici Kartuş
38	8683417000539	ECR60B	Endoskopik Lineer Kesici Kartuşu 3.5 Mm. 6 Sıra
39	8691685015100	ECR60W	Endoskopik Lineer Kesici Kartuşu Beyaz 2,5mm 6 Sıra
40	8690506522599	GST60T	Kavrama Yüzeyi Teknolojisine Sahip Endoskopik Lineer Kesici Kartuş Siyah 4,2mm 6 Sıra
41	8691685015131	GST60W	Endoskopik Lineer Kesici Kartuş Beyaz 2.6mm 6 Sıra